

Pro-Wellness PW720 fotel masujący

24 900,00 zł



Programy automatyczne:	22
Techniki masażu:	14
Technologia mechanizmu:	Masaż 3D z grzaniem rolek
Sterowanie:	Tablet dotykowy + Przyciski szybkiego dostępu + Drive Navigator
Regulacja rolek mechanizmu:	Głębokość, Siła, Prędkość, Szerokość
Zakres masażu mechanizmu:	Od szyi do ud (L-shape 140 cm)
Strefy masażu:	Łydki, Plecy, Przedramiona, Ramiona, Stopy, Uda
Masaż łydek i stóp:	Rozgrzewający masaż kolan; Masaż uciskowy i akupresura łydek i stóp; Masaż rolkowy stóp
Skanowanie i lokalizacja punktów akupresurowych:	Skanowanie ciała + Dopasowanie zakresu masażu i długości podnóżka
Elektryczne rozkładanie:	Niezależne odchylenie oparcia i podnóżka + Elektr. regulacja długości nóg
Grzanie:	Grzanie rolek masujących plecy + Grzanie kolan
Funkcje dodatkowe:	Funkcje Rozciągania, Głośniki Bluetooth, Koloroterapia, Timer, Zero Gravity, Zero Wall
Producent:	Pro-Wellness Polska

Myślisz o fotelu masującym PW 720 i od razu zapominasz o trudach i kłopotach dnia. Dzięki niemu życie nabiera łagodności, a stres traci swoją uprzywilejowaną dotąd pozycję.

Fotel masujący PW 720 jest ukierunkowany na Twoje zmysły

Myślisz o **fotelu masującym PW 720** i od razu zapominasz o trudach i kłopotach dnia. Dzięki niemu życie nabiera łagodności, a stres traci swoją uprzywilejowaną dotąd pozycję. Myśl o nim uskrzydla i odpręża, Twój oddech staje się głębszy i bardziej regularny. Pro-Wellness PW 720 jest jak kapsuła, która zabiera nas w świat błogich doznań dla ciała i dla ducha. Wielość oferowanych przez ten fotel masujący technik masażu i relaksacji, przyprawia o pozytywny zawrót głowy. Taki jest nowy fotel do masażu marki Pro-Wellness. Poznaj PW 720.

Prezentacja i funkcje

Prezentacja systemów masażu

Opinia o fotelu PW720

Prezentujemy rozmowę z Panią Magdaleną, która jest posiadaczką fotela do masażu PW720

Zeskanuj kod QR telefonem i sprawdź jak fotel PW720 wpasuje się w twoją przestrzeń



Wykorzystując technologie rozszerzonej rzeczywistości możesz wstawić nasz komputerowy model fotela masującego PW720 do swojego pomieszczenia. Po prostu zeskanuj kod QR telefonem, otwórz link i kliknij w ikonkę AR znajdującą się przy naszym wirtualnym modelu fotela, uruchomiony zostanie widok z kamery twojego telefonu gdzie dotykając palcem będziesz mógł wybrać miejsce do wstawienia modelu fotela PW720. I gotowe! Możesz go przestawiać, obracać lub podejść bliżej aby sprawdzić jaką przestrzeń potrzebujesz żeby móc się komfortowo zregenerować.

Poczuj moc mistrzowskiego masażu, stworzonego dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej japońskiej technologii. Każdy detal w PW 720 jest zoptymalizowany pod kątem wydajności, co prowadzi do niezwykle precyzyjnego fotela do masażu, który perfekcyjnie trafia w punkty akupunkturowe - od czubka głowy po koniuszki palców, a nawet kolan - w celu optymalnego przywrócenia energii poprzez pełny masa całego ciała.

Wyjątkowe właściwości

Drive Nawigator



Funkcja dostępna jedynie w fotelu masującym PW 720. Zapewnia łatwość regulacji głębokości masażu w czasie rzeczywistym, bez zakłócania pełnego odprężenia użytkownika. Dzięki Drive Navigator możliwe jest sterowanie funkcjami nawet z zamkniętymi oczami.

7" Ekran dotykowy z OS 2.0



Precyzyjnie pokrój swój masaż za pomocą dużego ekranu dotykowego. 7-calowy ekran dotykowy z najnowszym oprogramowaniem OS 2.0 zapewnia wygodną obsługę fotela. Pozwala łatwo wybrać ulubione programy automatyczne spośród 22 dostępnych oraz ustawić swój indywidualny program z ponad 500 możliwościami.

Wzmoczone doznania - koloroterapia i muzykoterapia



Możesz wzmocnić doznania płynące z masażu w fotelu PW 720 uruchamiając funkcje światła nastrojowego lub muzyki (Bluetooth). 7 trybów świetlnych może być automatycznie dobieranych w zależności od wybranego programu masażu lub sam wybierzesz spośród m.in. Energy, Relax czy Pobudka. Rewelacyjnej jakości głośniki pozwolą uciec od rozprasającego świata i w pełni zanurzyć się w stanie relaksacji.

PW 720 - najważniejsze jest wewnątrz



Odpowiedni, właśnie taki, idealny - to słowa które określają satysfakcjonujący masaż. I właśnie taki masaż dostępny jest w fotelu masującym PW 720. Wykorzystujący japońską technologię robot masujący sterowany jest przez całkowicie nowy system operacyjny oraz

niezwykle wydajny mikroprocesor A.R.M. Dzięki temu głowica masująca niezwykle szybko reaguje na regulacje tworząc masaż właśnie takim na jakim ci zależy!


Japońska technologia masażu



Tajemnica fotela PW 720 tkwi w precyzyjnej, japońskiej inżynierii robotyki masażu. Jest to mechanizm o bardzo płynnej i precyzyjnej pracy, **funkcji skanowania** wszystkich punktów akupresurowych oraz pełnym **trójwymiarowym** ruchu **rozgrzewanych rolek** - góra/dół, lewo/prawo, a nawet przód/tył na 12 cm. Dzięki czemu fotel pozwala precyzyjnie trafić w punkty bólu i regulować głębokość masażu.



Zwiększony zakres masażu



Głowica masująca fotela PW 720 porusza się w zwiększonym zakresie pracy (1.4m) precyzyjnie skanując użytkownika i dopasowując


masaż w zależności od typu i rozmiaru sylwetki. Masaż od strefy pośladków aż po samą szyję jest precyzyjnie skrojony pod ciebie i twoje potrzeby.

Niezwykłe skuteczne style masażu

Do dyspozycji są 22 programy automatyczne dedykowane na odpowiednią porę dnia czy dolegliwości:

- Programy ekskluzywne np. Master Choice, Sensei, Pielęgnacja Stawów czy Rozciąganie
- Programy tematyczne np. dla kierowców, sportowców, pracowników biurowych
- Programy orientalne: masaż tajski, chiński, balijski)
- Programy dedykowane na odpowiednią porę dnia czy dolegliwości.
- **NOWOŚĆ** Program własny (masz możliwość stworzyć swój własny program zaznaczając na których strefach i efektach masażu lub gimnastyki zależy ci najbardziej. To kolejna nowość możliwa do zastosowania dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii foteli masujących)

Techniki masażu




Robotyka fotela masującego PW 720 odwzorowuje 14 technik masażu pleców m.in.: ugniatanie, ostukiwanie, shiatsu, masaż szwedzki i inne. Nowością są specjalne techniki 4D masażu ramion oraz lędźwi polegające na zsynchronizowanej pracy poduszek powietrznych + rolek masujących. W przypadku masażu ramion poduszki powietrzne przytrzymują stabilnie sylwetkę w celu wykonania rozciągania i korekcji sylwetki w tej często spiętej strefie ciała człowieka. Taki masaż skutecznie zniweluje zeszywnienia szyjne i pozwoli ukoić bóle głowy. W podobny sposób wykonywany jest masaż lędźwi gdzie boczne poduszki przytrzymują biodra nieruchomo dzięki czemu rozgrzane do około 50 stopni Celsjusza rolki głęboko wnikają w mięśnie redukując przykurcze i poprawiając krążenie w mięśniach tej części ciała.

Innowacyjny masaż 3D kolan z grzaniem




PW 720 - fotel masujący, która zadba nawet o twoje kolana. Ta ekskluzywna funkcja oferuje rewelacyjny masaż połączony z grzaniem skierowany na często obolałe stawy jakimi są nasze kolana. Wszystko to dzięki innowacyjnym, nagrzewającym się poduszkom powietrznym, które strategicznie rozmieszczone trafiają idealnie w punkty bólu. W zależności od wzrostu czy też długości nóg część masująca kolana jest elektrycznie regulowana co do swojej pozycji.

Ukojenie łydek i stóp



Po ciężkim dniu zazwyczaj nasze łydki i stopy wymagają specjalnej uwagi. Fotel PW 720 oferuje masaż limfatyczny łydek w technice kompresji powietrznej oraz rolkowy masaż podeszwy stóp połączony z uciskiem poduszkami. Dzięki takiej terapii połączonej z elektrycznym dopasowaniem zarówno długości całego podnóżka jak i samego masażera łydek, Twoje obolałe i opuchnięte nogi dostaną to na co zasługują: luksusowe spa na koniec dnia!

Nowa generacja masażu powietrznych całego ciała



Masaż poduszkami powietrznymi to świetne uzupełnienie podczas regeneracji czy odpoczynku. Fotel PW 720 został wyposażony w **Fast Pressure System** - nową generację regulatorów ciśnienia powietrza, za pomocą których bardzo szybko ciśnienie powietrza przemieszcza się pomiędzy komórkami poduszek tworząc efekt pracy palców ludzkiej dłoni. Taki system wykorzystywany jest m.in. do masażu stóp, łydek, ud, obręczy barkowej oraz przedramion i dłoni. Dodatkowo w neuralgicznych miejscach poduszki powietrzne posiadają specjalnie opracowany kształt i tak poduszki od wewnętrznych części dłoni mają mikrowypustki dla stymulacji receptorów, a poduszki pod łydkami "kciuki" dla głębokiej stymulacji mięśnia brzuchatego łydki. Czy można sobie wymarzyć bardziej kompleksowy masaż?

Dotykowe menu oraz samouczek również w j.polskim



Intuicyjne menu dotykowego ekranu dysponuje również zmianą opcji językowych. W twojej decyzji istnieje wybór języka pomiędzy: angielskim, polskim lub czeskim. W przypadku potrzeby upewnienia się co do funkcji poszczególnych klawiszy dostępna jest również funkcja samouczka demonstrującego opis poszczególnych ustawień również w wybranej opcji językowej.

Rozkładanie fotela + Zero Gravity



Fotel masujący PW 720 rozkłada się za pomocą elektrycznie sterowanych siłowników dając możliwość ustawienia dowolnego kąta wychylenia fotela oraz dowolnego uniesienia podnóżka. Dzięki czujnikom znajdującym się w przestrzeni stóp fotel sam dobiera optymalną długość podnóżka, a dodatkowe regulacje pozwalają indywidualnie dopasować pozycje łydek lub kolan do naszego wzrostu. Za pomocą dotykowego ekranu można również przywołać zaprogramowaną pozycję Zero Gravity. Pozycja Zero Gravity w fotelu masującym polega na ułożeniu ciała użytkownika w najbardziej odprężającej pozycji człowieka (Neutral Body Posture). Taką posturę przyjmuje ciało astronauty, gdy zaśnie w nieważkości. Przy takim ułożeniu mięśnie, wszystkie ścięgna i więzadła są najbardziej rozluźnione. Dlatego też jest to optymalna pozycja do masowania. Fotel PW720 rozkłada się do takiej pozycji za naciśnięciem jednego przycisku i jest to pozycja zalecana do przywołania przed każdym programem masażu. Niezależnie jak bardzo chcemy odchylić fotel to dzięki zastosowaniu sprytniej technologii wystarczy jedynie 10 cm wolnej przestrzeni za fotelem.

Safe Energy System oszczędzania energii

Fotele Pro-Wellness posiadają innowacyjny system oszczędzania energii Safe Energy, dzięki któremu zużycie prądu i co za tym idzie koszt masażu jest niezwykle niski i wynosi średnio jedynie 2 grosze za 20 minutową sesję masażu. Pięciosobowa rodzina, która skorzysta z kompleksowej sesji masażu zużyje łącznie ok 10 groszy. Co więcej fotele Pro-Wellness podczas jednej godziny trybu gotowości/czuwania zużywają jedynie 0,0005 kWh co oznacza niewiele ponad 3 zł przez cały rok.

Dodatkowe właściwości fotela

- Regulacja czasu trwania masażu - 5/10/15/20/25/30 minut
- Kółka do łatwego przestawiania
- Funkcja Pauzy
- "Okno" dla intensywniejszego masażu karku i szyi
- Przyciski szybkiego masażu i regulacji fotela

- Koloroterapia - zmiana barwy oświetlenia umiejscowionego w okolicach głowy
- Wbudowane głośniki z modulem Bluetooth
- Wygaszacz ekranu z regulacją czasu
- Regulacja jasności wyświetlacza
- Odpinana, materiałowa wkładka otulająca stopy

Specyfikacja

Pokrycie	Specjalistyczne poszycie syntetyczne, tworzywo, tkanina
Wymiary w pozycji siedzącej	ok. Szer.79cm x Wys.123cm x Gł.155cm
Wymiary w pozycji rozłożonej	ok. Szer.79cm x Wys.96cm x Gł.198cm
Waga	125kg
Maksymalny (chwilowy) pobór mocy	200W
Pobór energii w trybie czuwania	0,0005 kWh ~ t.j. ok. 3,28 zł rocznie*
Średni pobór energii podczas masażu	0,08 kWh ~ t.j. ok. 6 groszy na 1h masażu*
Długość kabla zasilającego	180cm
Napięcie	230V
Gwarancja Serwis Assistance	Do 5 lat

* Przy stawkach 0,75 PLN za 1 kWh

Wstępna rezerwacja PW720

Fotel masujący to inwestycja na długie lata. Miej pewność, że dokonujesz optymalnego wyboru. Zostaw swoje dane.

- Upewnimy się czy wybrany fotel będzie spełniał twoje oczekiwania
- Sprawdzimy dostępność dodatkowych promocji na produkt
- Wstępnie ustalimy termin i szczegóły dostawy oraz formę płatności

[module_form_46]

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.

Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.